

# MULTI-G®

## Covid19Check-MGS

### Test Rapide COVID-19 IgM/IgG

Pour la détection des anticorps  
contre le SARS-CoV-2



Le COVID-19 a été identifié lors du cas de 2019 de pneumonie virale à Wuhan en Chine et a reçu cette nomenclature officielle de l'OMS le 11 février 2020.

Le 30 janvier 2020, l'OMS a déclaré l'épidémie d'infection au COVID-19 une situation d'alerte internationale.

Au 2 août 2020, un total de 18 millions de cas confirmés et 700 000 décès ont été rapportés dans le monde selon l'OMS.

Actualisation en temps réel: <https://covid19.who.int/>

Le COVID-19, est principalement transmis par les gouttelettes respiratoires infectées. Les symptômes varient d'une personne à l'autre, certains ont uniquement de la fièvre ou une simple toux, d'autres peuvent développer une pneumonie, d'autres cas sont plus sévères, pouvant même entraîner le décès.



Le test rapide **Covid19Check-MGS** de Multi-G est fabriqué en Belgique, selon les normes de qualité et de fiabilité européennes. **Covid19Check-MGS** a reçu l'avis conforme du Ministère de la Santé: <https://covid-19.sante.gouv.fr/tests>

Image non contractuelle



#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

NOM DE PRODUIT: **Covid19Check-MGS**

FORMAT: *Cassette*

ÉCHANTILLON: *Sang complet/Sérum/Plasma*

TEMPS DE RÉACTION: *15-20 minutes*

SENSIBILITÉ: IGG 91%, IGM 75% (Résultats du CNR)

SPÉCIFICITÉ IGM ET IGG: 100% (Résultats du CNR)




# AVIS CONFORME DU CNR



**MULTI-G**

2018 Anvers, Belgique

Tel +32 3 218 42 23

 + 32 475 84 24 16 + 33 7 83 99 51 12

soscorona@multi-g.com - [www.multi-g.com](http://www.multi-g.com)

[www.covid19check-mg.com](http://www.covid19check-mg.com)

# MULTI-G<sup>®</sup>


## Covid19Check-MGS

### Test Rapide COVID-19 IgM/IgG

Pour la détection des anticorps  
contre le SARS-CoV-2

**Procédure facile et rapide  
(tutoriel vidéo disponible en ligne):**

[https://www.youtube.com/watch?v=24RPf\\_kg-LE&t=2s](https://www.youtube.com/watch?v=24RPf_kg-LE&t=2s)



**Résultats rapides et faciles à interpréter:**



Négatif



IgM positif



IgG positif



IgM + IgG positif

**Test destiné au personnel de santé.  
Peut être réalisé en pharmacie.**

La présence d'anticorps indique que le patient a été infecté par le virus SARS-CoV-2 ainsi qu'une réaction immunitaire (séroconversion). Suivre les recommandations en vigueur concernant les personnes testées positives.

**AVIS  
CONFORME  
DU CNR\***



**MULTI-G**

2018 Anvers, Belgique

Tel +32 3 218 42 23



+ 32 475 84 24 16 + 33 7 83 99 51 12

soscorona@multi-g.com - www.multi-g.com

www.covid19check-mg.com